

MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

Más

MaS Medical estudia, selecciona y pone al alcance de facultativos y pacientes las tecnologías más avanzadas y novedosas en los campos de la

fototerapia, aplicación láser y medicina estética.

Nuestro trabajo de investigación es continuo, tanto en las áreas académica y médica como en los últimos avances tecnológicos a nivel internacional. Tras exhaustivos estudios certificados, seleccionamos aquellos equipos garantes de resultados sobresalientes y establecemos acuerdos de distribución con aquellos fabricantes y marcas que nos acreditan estos resultados.


Nuestro objetivo es la excelencia para ser un partner en el que pueda confiar siempre.

mas-med@mas-med.es

www.mas-med.es

Pº Ezeqara, 28 - 31780 Bera, Navarra

+34 948 631 538



Más

MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

OmniSlim Md

Rejuvenece,
redefine y reduce
la flacidez facial
y corporal.

Omnislim^{MD}

PLATAFORMA MULTI-TECNOLÓGICA

TODAS LAS TECNOLOGÍAS REUNIDAS EN UN SOLO EQUIPO

Omnislim^{MD} es la plataforma más avanzada y sofisticada para la remodelación corporal y facial. Combinando tecnologías que hasta el momento se encontraban en 3 equipos diferentes, el nuevo Omnislim^{MD} ofrece todas las tecnologías en un solo equipo.

BENEFICIOS


- Plataforma multi-tecnológica.
- Tratamiento terapéutico profundo, fácil, no invasivo y sin tiempo de inactividad.
- Gran variedad de tratamientos, faciales y corporales.
- Resultados clínicos superiores.
- Interfaz con un diseño muy atractivo, que facilita el manejo de la plataforma.
- El sistema Art-Rf proporciona máxima seguridad a sus tratamientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUAL REGEN	
Potencia	500 Julios
Diámetros cabezales	43 mm / 24.5 mm / 8 mm
Sistema de refrigeración	5°C
Sistemas de trabajo	Intermitente / Continuo
VACUN	
Presión de succión	80 kpa
INFRAROJO	
Longitud de onda	620 - 630 nm
PLATAFORMA	
Potencia	1.000 w

ESQUEMA DE TRABAJO OMNISLIM^{MD}

ART (prueba de resistencia) RF asegura la emisión de energía solo cuando el cabezal está en contacto con la piel para alcanzar la máxima seguridad.



APLICACIONES

- #### CORPORALES
- Celulitis
 - Efecto lipolítico
 - Drenaje linfático
 - Reducción de la grasa localizada
 - Remodelación corporal
 - Reafirmación completa

- #### FACIALES
- Neo-colágenesis y elastogénesis
 - Liberación de proteínas de choque térmico
 - Reduce arrugas faciales
 - Lifting facial completo
 - Reducción y remodelación facial

VENTAJAS

- #### SEGURIDAD
- ART (Test de Resistencia Automática)
 - RF garantiza un tratamiento seguro
 - El enfriamiento continuo asegura tratamientos seguros y cómodos
 - Tratamiento no invasivo ni quirúrgico
 - Todos los tipos de piel

EFICACIA

- La combinación de luz infrarroja, radiofrecuencia bipolar y de vacío de succión ayuda a la piel a absorber mejor la energía térmica, alcanzando mejores resultados de tratamiento.
- La combinación del modo de pulso intermitente y continuo maximiza los resultados del tratamiento.

ECONÓMICO


- Sin consumibles, cabezal duradero de diversos tamaños.

MANÍPULO OPC Sinergy

OPC Sinergy combina la tecnología de succión, infrarrojos y radiofrecuencia capacitiva en un mismo manipulador produciendo un calentamiento intensivo de las células de grasa (adipocitos), los tabiques fibrosos conectivos circundantes y las fibras dérmicas subyacentes de colágeno.

OBJETIVOS

- Gracias al diseño óptimo permite una penetración de la energía y generación de calor de forma más rápida y a mayor profundidad.
- Aumento de la circulación sanguínea, drenaje linfático y metabolismo celular.
- Formación de depósitos de colágeno.
- Activación de la actividad fibroblástica.
- Remodelación de la matriz extracelular.
- Reducción de la adiposidad localizada.
- Reafirmación completa y mejora de la textura y estructura de la piel.



MANÍPULO DUAL REGEN

SISTEMA DE ONDA PULSADA "CRT"

- Estimula de forma inmediata los procesos biológicos.
- Abre canales de energía.
- Tensión en la trama de colágeno y elastina.

SISTEMA DE ONDA CONTINUA "in motion"

- Incrementa la producción de colágeno y elastina.
- Obtiene de manera automática temperaturas entre 40° y 43°.
- Estimula la renaturalización protéica con temperaturas entre 65 a 70°.

ART (prueba de resistencia) RF asegura la emisión de energía solo cuando el cabezal está en contacto con la piel para alcanzar la máxima seguridad.

CABEZALES DUAL REGEN

Sistema de radiofrecuencia con tecnología DOBLE pulsado y continuo, el cual se ve mejorado por un sistema de refrigeración basado en un circuito de agua el cual asegura la posibilidad de transmisión máxima de energía con un enfriamiento epidérmico continuo.

Hasta 500 watts de energía nos aseguran un RESULTADO desde el primer momento.

CABEZAL DE RF TRES CABEZALES:

1. Cabezal grande (φ43mm) para tratamiento corporal.
2. Cabezal mediano (φ24.5mm) para rostro y área de los ojos.
3. Cabezal pequeño (φ8mm) para ojos y para pequeñas arrugas.



Osama Moawad, M.D.
President of Egyptian Society for Cosmetic Surgery and Laser (ESCSL).



"La radiofrecuencia monopolar es un procedimiento eficaz y valioso que se puede utilizar para tensar y rejuvenecer la piel fotoenvejecida y contornear la laxitud de la piel facial. Esta modalidad estimula el proceso de reparación e invierte los signos clínicos e histopatológicos del envejecimiento, con la ventaja de un procedimiento relativamente libre de riesgos y sin tiempo de inactividad. OMNISLIM es una herramienta clínica de gran valor tanto para los tratamientos de envejecimiento facial como para los de remodelación corporal, con gran éxito en cortos periodos de tiempo. Nuestra experiencia tras más de un año de empleo ha sido totalmente satisfactoria".

MÉTODO TRF / 30-60



MÉTODO TRF / 30-60



TECNOLOGÍA FOCUSHAPE PRO



TECNOLOGÍA FOCUSHAPE PRO

